
Programme de Formation

Formation aux fonctionnalités du concentrateur des résultats de Laboratoire

Contenu pédagogique



Objectifs

Rendre autonome les référents sur le paramétrage et l'utilisation du concentrateur de laboratoire



Public visé - Niveau Débutant

Référents DPI

Référents Unités de Soins

Référents utilisateurs des services pilotes

Biologiste et techniciens de laboratoire

Dans la limite de 8 participants maximum



Prérequis

Avoir suivi la formation SillageProduction de Soins – Présentation générale de Sillage PS aux référents



Description

- Consulter les résultats d'un patient
- Comprendre les informations affichées
- Consulter les comptes-rendus
- Paramétrage des droits d'accès



Modalités et délais d'accès

Modalités d'accès :

- Satisfaire aux pré requis
- Inscription sous réserve de la validation par le service formation de l'établissement

A l'issue de la validation de l'expression des besoins et de la date de réalisation, une convention est envoyée au service formation et/ou au commanditaire.

La convention signée par l'établissement confirme la contractualisation de l'action de formation et l'inscription des apprenants.

Délais d'accès :

A réception de la demande de pré-inscription, notre organisme de formation, contactera le commanditaire sous 30 jours.

La formation planifiée selon les disponibilités définies avec votre établissement est réalisée sous réserve de la réception de la convention signée.



**Modalités pédagogiques**

Alternance théorie et pratique

**Profil formateurs**

Consultant Production Médicale - Déploiement

**Moyens et supports pédagogiques**

FORMATEUR

Consultant Progiciel Sillage

Expert laboratoire

**Compétences visées**

- •→ Consulter les résultats d'un patient
- •→ Comprendre les informations affichées
- •→ Consulter les comptes-rendus
- •→ Paramétrage des droits d'accès

**Modalités d'évaluation et de suivi**

En amont de la formation :

- Recueil des besoins des apprenants afin de disposer des informations essentielles au bon déroulé de la formation (profil, niveau, attentes particulières...).
- Auto-positionnement des apprenants afin de mesurer le niveau de départ

A la fin de la formation :

- Auto-positionnement des apprenants afin de mesurer l'acquisition des compétences.
- Evaluation sur exercices ou quiz pour certaines formations
- Evaluation par le formateur des compétences acquises par les apprenants.
- Questionnaire de satisfaction à chaud afin de recueillir la satisfaction des apprenants à l'issue de la formation.
- Questionnaire de satisfaction à froid, selon contexte, afin d'évaluer les apports ancrés de la formation et leurs mises en application au quotidien.
- Attestation de fin de formation envoyée à l'apprenant

Organisation

***Durée de la formation*****1 heure et 30 minutes*****Modalité d'organisation*****Mixte*****Nombre de participants*****Minimum : 1****Maximum : 8*****Tarification (Net de taxes)*****INTER (par participant)
0,00 €****INTRA
0,00 €**