
Programme de Formation

Formation à l'utilisation du circuit du laboratoire dans SILLAGE

Contenu pédagogique



Objectifs

Rendre les référents autonomes sur l'utilisation du module Circuit du Laboratoire de Sillage.



Public visé - Niveau Débutant

Référents DPI

Référents Unités de Soins

Référents utilisateurs des services pilotes

Biologiste et techniciens de laboratoire

8 personnes maximum



Prérequis

Avoir suivi la formation SillageProduction de Soins – Présentation générale de Sillage PS aux référents

1 salle de réunion, 1 Vidéoprojecteur,

1 poste pour le formateur équipé de PowerPoint, d'un accès à l'environnement de Formation Sillage, Outil lecteur PDF

1 poste pour chaque participant équipé d'un accès à l'environnement de Formation Sillage, d'un Outil lecteur PDF

1 imprimante

1 tableau blanc et des crayons



Description

- De prescrire des demandes d'analyse biologiques, de suivre et valider la réalisation des prélèvements
- De former les autres utilisateurs de son établissement





Modalités et délais d'accès

Modalités d'accès :

- Satisfaire aux pré requis
- Inscription sous réserve de la validation par le service formation de l'établissement

A l'issue de la validation de l'expression des besoins et de la date de réalisation, une convention est envoyée au service formation et/ou au commanditaire.

La convention signée par l'établissement confirme la contractualisation de l'action de formation et l'inscription des apprenants.

Délais d'accès :

A réception de la demande de pré-inscription, notre organisme de formation, contactera le commanditaire sous 30 jours.

La formation planifiée selon les disponibilités définies avec votre établissement est réalisée sous réserve de la réception de la convention signée.



Modalités pédagogiques

Alternance théorie et pratique



Profil formateurs

Intervenant SIB : Consultant déploiement **SILLAGE**.



Moyens et supports pédagogiques

A la charge de l'organisme de formation

- Support pédagogique dématérialisé
- Travaux pratiques

A la charge de l'établissement

- Fournir les accès aux postes de salle de formation
- Etablissement autonome : Accès à l'environnement de formation et/ou production
- 1 PC par participant avec accès internet
- Vidéoprojecteur
- Paperboard
- Convoquer les stagiaires en interne



Compétences visées

- prescrire des demandes d'analyse biologiques, de suivre et valider la réalisation des prélèvements



Modalités d'évaluation et de suivi

En amont de la formation :

- Recueil des besoins des apprenants afin de disposer des informations essentielles au bon déroulé de la formation (profil, niveau, attentes particulières...).
- Auto-positionnement des apprenants afin de mesurer le niveau de départ

A la fin de la formation :

- Auto-positionnement des apprenants afin de mesurer l'acquisition des compétences.
- Evaluation sur exercices ou quiz pour certaines formations
- Evaluation par le formateur des compétences acquises par les apprenants.
- Questionnaire de satisfaction à chaud afin de recueillir la satisfaction des apprenants à l'issue de la formation.
- Questionnaire de satisfaction à froid, selon contexte, afin d'évaluer les apports ancrés de la formation et leurs mises en application au quotidien.
- Attestation de fin de formation envoyée à l'apprenant

Organisation



Durée de la formation

3 heures et 30 minutes



Modalité d'organisation

Présentiel



Nombre de participants

Minimum : 1

Maximum : 8



Tarification (Net de taxes)

INTER (par participant)
0,00 €

INTRA
706,00 €